

## Chapeau de protection de grande taille

**Réf. SOC-470203**



### Description:

- La couverture principale protège du rayonnement.
- Il est fait à partir de multiples feuilles en caoutchouc et est recouvert de vinyle.
- Il est démontable de l'intérieur pour faciliter le nettoyage.

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 10(L) x 1(H) x 10(P) cm
- Volume: 0,0006 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,23 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration