

Bac pour fixateur argent 120-m manuel 8 litres Ref. SOC-226020



Description :

- Il est en PVC solide,
- Permet une récupération automatique de jusqu'à 95 à 98% d'argent contenus dans la solution fixatrice.
- Il est adapté pour la connexion aux transformateurs manuel et automatique des films.

Spécifications Techniques :

- Volume : 8L
- Capacité : 120 films/jour.
- Taux récupération: max. 3 g Ag/heure
- Dimensions: 11(L) x 45(H) x 40(P) cm
- Volume: 0,06cm³
- Poids: 4,7 kg
- Tension/Puissance: 230 V - 50 Hz - 30 W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration