

Support de séchage de film Ref. SOC-246000



Description:

- Il est en acier inoxydable.
- Il est conçu pour l'égouttage et le transport de 6 cadres de films de 35 x 43cm maximum.
- Son plateau récupérateur de goutte est en PVC et son dispositif de fixation spécial empêche tout contact entre les cadres de film.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 43(L) x 57(H) x 21(P)cm
- Volume: 0,0515 cm³
- Poids: 4 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration