


Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification 35 x 35 cm

Réf. SOC-310035



Les cassettes de radiographie 35 x 35 cm avec fenêtre d'identification (ID-window) sont fabriquées avec de la poudre d'aluminium rigide, et jouissent d'une construction solide et d'un design avancé. L'utilisation des cassettes radiographiques est conviviale grâce à un système de fermeture mécanique: Un ressort a été intégré afin de faciliter l'ouverture de la cassette radiographique. Des lames de plombs maintenues par des joints en plastique ont été insérées dans les cadres de ces cassettes radiographiques. Le contact film écran est excellent et fournit une excellente qualité d'image. Cette cassette de radiographie a en plus une petite fenêtre d'identification ID-window (cassette nord Américaine) de dimension 26 x 76 mm pour l'inscription des données, par caméra d'identification plein jour.

- Dimensions: 39(L) x 3(H) x 39(P) cm
- Volume: 0,0046 cm³
- Poids: 2,1 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration