

Cassette de radiographie flexible 20 x 40

Réf. SOC-343030



La cassette de radiographie extrêmement flexible 20 x 40 cm est fabriquée en plastique avec une fermeture éclair. Ces cassettes de radiographie présentent une très faible absorption et sont conçues spécialement pour les radiographies des parties courbes du corps.

- Dimensions: 30(L) x 1(H) x 35(P) cm
- Volume: 0,0011 cm³
- Poids: 0,3 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration