

Cassette grille anti-diffusante 13 x 18 cm

Réf. SOC-3614418



- L'utilisation des cassettes grilles anti-diffusantes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés.
- Ces cassettes grilles anti-diffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles.
- Elles sont identiques aux cassettes de radiographie standard, et ont en plus la grille anti-diffusante intégrée.
- Cette cassette grille s'utilise comme une cassette radiographique standard en fonction des dimensions du film utilisé.

Caractéristiques:

- dimensions: 13 x 18cm;
- 34 lames de plombs parallèles par cm;
- foyer: 105cm.
- Dimensions: 11(L) x 1(H) x 27(P) cm
- Volume: 0,0003 cm³
- Poids: 0,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration