

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Développeuse de film  
radiologique

**Développeuse de film radiologique  
COMPACT 2  
Ref. SOC-REAI001004**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La développeuse de film radiologique COMPACT 2 est utilisée dans le domaine médical et industriel. La développeuse est conçue pour développer tous les types de films usuels jusqu'à 45 cm de large.

### Avantages :

- 1- Une qualité optimale incluant la gamme complète d'accessoires.
- 2- Une rentabilité élevée, de faibles coûts en énergie.
- 3- Une utilisation simple et une sécurité parfaite.
- 4- Format du Film: Min. 10 x 10 cm; Max. 45 x ... cm;

Application: radiologie, CT, MRI, etc;

- Temps du développement: 20 s -- 90 s variable.
- Temps du Cycle: 1 - 5min. (60 - 300 sec).
- Capacité (60"): Format de film 10 x 10 (4 x parallèle) = 3020 films/h, Format de film 24 x 18 (2 x parallèle) = 697 films/h, Format de film 24 x 30 = 348 films/h, Format de film 35 x 43 = 245 films/h.
- Température des bains: 28 - 40°.
- Température de séchage: 35 - 70°.
- Volume des cuves: 25Litres.
- Remplissage: Automatique (contrôlé par capteur infrarouge).
- Rinçage: contrôlé par une bobine et ne commence que dès l'insertion du film
- procédure des opérations: développement - fixation - rinçage - séchage.
- Alimentation: 208 - 240 V; 10 - 14 A; 50 / 60 Hz; Dimensions: 97 x 68 x 1 27 cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration