

## Grilles anti-diffusante interne 35 x 43 cm

Réf. SOC-3714443



- L'utilisation des grilles anti-diffusantes fixe (stationnaire) interne permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés.
- Ces grilles anti-diffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles.
- Elles sont construites à base d'aluminium hautement radio transparent avec des lames de plombs intercalées.
- Construction solide: La surface en métal laqué protège la grille des chocs physiques.
- Cette grille s'insère dans la cassette radiographique en fonction des dimensions du film utilisé.

### Caractéristiques:

- Dimension: 35 x 43 cm;
- 34 lames de plombs parallèles par cm;
- Foyer: 105 cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration