

Imprimante vidéo A6 couleur, Modèle SONY UP-25MD

Réf. SON-UP-25MD



L'Imprimante A6 analogique SONY UP-25MD est une imprimante de haute qualité conçue pour les applications médicales telles que l'endoscopie, la microchirurgie, la microscopie, l'anatomo-pathologie et l'échographie. Elle comporte une série d'entrées vidéo analogiques pour les signaux en définition standard comme en haute définition, et est compatible avec une large gamme d'appareils d'imagerie médicale.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Impression par sublimation thermique

L'impression par sublimation thermique reproduit des images précises, avec une qualité de type photographique. Cette imprimante permet d'obtenir des impressions riches en détail, avec une qualité stable et une meilleure conservation dans le temps. Elle est donc idéale pour l'archivage des rapports chirurgicaux.

Entrées analogiques

L'imprimante vidéo modèle UP-25MD prend en charge les signaux analogiques provenant d'une large gamme d'équipements médicaux. Les entrées Composite, S-Video et Composante (SD et HD) assurent un haut niveau de compatibilité avec une variété d'appareils d'imagerie médicale.

Consommables laminés et standards au choix

Cette imprimante vidéo propose deux types de format différents (126 x 96 mm et 96 x 72 mm) en versions standard et laminée. Le consommable laminé dépose une couche additionnelle sur les copies pour les protéger de l'humidité, des éléments liquides, des traces de doigts et des rayures. Il améliore également l'apparence des tirages.

Ajustement des couleurs

Outre la commande standard plus clair/plus foncé et le réglage RVB, l'UP-25MD propose le mode HSV pour une manipulation et une correction plus détaillées des images. Le mode HSV (nuance, saturation et valeur) permet, entre autres, d'augmenter ou de diminuer l'intensité d'une couleur, sans interférer sur les autres. Le réglage couleur peut être mémorisé pour une utilisation ultérieure.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Commandes conviviales et chargement frontal

Les commandes situées sur le panneau avant et le chargement frontal facilitent l'installation de l'UP-25MD dans les espaces les plus restreints, où seule la face avant est visible.

Conçue pour les chariots endoscopiques

L'imprimante a été développée pour équiper les chariots endoscopiques conventionnels. La surface occupée par celle-ci est identique à celle des modèles précédents, assurant ainsi une évolutivité simple et rapide.

Coûts d'impression prévisibles

Chaque tirage nécessite la même quantité de ruban et de papier. Les utilisateurs peuvent donc prévoir à l'avance leurs besoins en consommables. Enfin, l'approvisionnement du papier et le remplacement des consommables s'effectuent toujours au même moment, ce qui permet de réduire considérablement les tâches de maintenance.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration