

Imprimante vidéo SONY noir et blanc, Modèle UP-980

Réf. SON-UP-980



Imprimante vidéo thermique noir et blanc MDD avec 256 nuances de prix.

- Grand format d'impression:
- Norme EIA(NTSC): 188 x 2489mm en mode paysage, 187 x 140mm en mode standard.
- Norme CCIR(PAL): 186 x 2489mm en mode paysage, 187 x 138mm en mode standard.
- Grande vitesse d'impression de 12 secondes.
- Plusieurs modes d'impression disponibles: Standard, Paysage et 2, 4, 6 images différentes.
- Prise en charge des signaux vidéos 15,75 kHz et Highscan 31,5 kHz.
- Impression sur film transparent bleuté (UPT-210BL en option).
- Fonction de découpe automatique.
- Prise en charge des normes UL2601-1 et CSA 601.1.
- Conformité à la directive MDD.
- Dimensions: 316(L) x 132(H) x 305(P) mm.
- Poids: 8 kg.
- Consommation: 220 à 240 V, CA: 1,3 A



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration