

## Imprimante numérique SONY couleur, Modèle UP-D55

Réf. SON-UP-D55



Equipée d'une interface USB 2.0 en standard, l'UP-D55 peut être connectée directement à un ordinateur ou un système d'imagerie médicale à sortie numérique. Elle prend en charge la connexion USB Hi-Speed en plus de la connexion USB Full-Speed actuelle.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## **Design compact :**

Grâce à un nouveau mécanisme d'impression, l'UP-D55 est plus compacte que l'UP-51. Elle mesure environ 280 (L) x 125 (H) x 398 (P) mm et ne pèse que 9 kg.

## **Chargement en face avant :**

Son chargement en face avant simplifie l'entretien et l'installation même lorsqu'elle est placée sur un chariot.

## **Impression couleur de qualité supérieure avec une résolution d'environ 379 dpi :**

Grâce à la technologie d'impression par sublimation thermique de 8 bits par couleur (jaune, magenta et cyan), l'UP-D55 permet de reproduire des images couleur de qualité photo.

## **Fonction de redimensionnement de l'image :**

Des images VGA (640 x 480 points), SVGA (800 x 600 points) ou XGA (1024 x 768 points) sont redimensionnées automatiquement pour correspondre au format du papier utilisé. Les utilisateurs n'ont pas besoin de modifier la taille de l'image, il suffit de l'imprimer au format VGA, SVGA ou XGA.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration