

Meuble à film stratifié plombé, module F

Réf. SOC-200011



Description:

- Meuble plombé composé d'un tiroir étanche et
- D'un tiroir de rangement à 6 compartiments pouvant contenir chacun des films de dimension 35 x 43cm.
- Il est équipé d'un micro contact de sécurité sur le tiroir à film qui coupe la lumière blanche et d'une serrure de sûreté.
- Le trémie est équipé avec un commutateur pour le passage automatique de la lumière du jour à la chambre noire



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration