

Négatoscope sans variateur, 2 pages Réf. SOC-GEU-821102



Négatoscope sans variateur 2 pages

- Lampe type lumière du jour,
- éclairage de chaque page indépendant,
- 1 interrupteur par page,
- interrupteur bipolaire étanche,
- fusibles de sécurité bipolaires,
- cordon indépendant du coffret.
- CE électrique et électromagnétique
- plage utile L x l: 800 x 425 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration