

Négatoscope sans variateur, 4 plages Ref. SOC-GEU-821104



Négatoscope sans variateur 4 plages :

- Lampe type lumière du jour,
- éclairage de chaque plage indépendant,
- 1 interrupteur par plage,
- interrupteur bipolaire étanche,
- fusibles de sécurité bipolaires,
- cordon indépendant du coffret.
- CE électrique et électromagnétique
- plage utile L x l: 1600 x 425 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration