

Sac de sable 10 x 20 cm Réf. SOC-731012



Il est utilisé pour éviter le déplacement du patient pendant la radiographie. Il est rempli de sable fin de quartz et son enveloppe est en vinyle solide blanc cousu pour un nettoyage facile. Il pèse 0,5 kg.

- Dimensions: 20(L) x 2(H) x 10(P) cm
- Volume: 0,0004 cm³
- Poids: 0,5 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration