

**Blouse double face 110 x 60 cm corde  
0,35/0,25 mm  
Ref. SOC-433211**



Assure une protection (de face comme de dos) optimale sur toute la longueur contre tout rayonnement dispersé. Elle est munie de boutons à pression standard comme fermeture.

- Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0115 cm<sup>3</sup>
- Poids: 6,3 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration