



La lampe d'opération est un modèle avec 09 réflecteurs. Elle est un éclairage idéal pour des salles d'examens et des blocs opératoires. Cette lampe d'opération modèle SOC09L fournit, pour les opérations chirurgicales et les examens médicaux, un éclairage profond et clair, tout en réduisant des ombres produites par les différents praticiens. L'illumination peut être ajustée en fonction des exigences pratiques. La lampe est adaptée pour l'éclairage des opérations chirurgicales et des examens médicaux dans les hôpitaux.

Caractéristiques techniques:

Illumination: $\geq 100\ 000$ LX (à 1 m de distance)

Température de couleur: 4500K \pm 500K

Tension de secteur: 220V \pm 10% 50Hz

Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule

Alimentation: 280VA

Hauteur pour l'installation :280-320cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration