

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lampe d'opération
Modèle : X-CORALIE



La lampe opération modèle X-CORALIE est une scalytique verticale, mobile et sur pieds. Elle est idéale pour un éclairage des blocs opération et des salles d'examen. Elle est dotée de 5 réflecteurs et est conçue pour permettre un éclairage tout en éliminant l'ombre des objets où des personnes. Cette lampe d'opération répond aux exigences de l'éclairage pour les opérations chirurgicales.

Cette lampe d'opération mobile est dotée d'un dispositif de freinage.

Spécification techniques:

Illumination : entre 50000Lx et 60000Lx
La température de couleur : 4500±500K
Tension principale : C.A. 220V±10% 50Hz
Tension ampoule : AC24V
Puissance ampoule : 125W
Puissance d'entrée : 150VA

Poids : 43 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N