

## Lit médical avec tête ajustable, Modèle AD-154/C



Le lit médical modèle AD – 154/C distribué par **SOCIMED** se distingue par sa parfaite conception. Une manivelle située à la base du lit permet d'ajuster manuellement sa tête. Il est fait de tiges carrés et de cornières en fer. La tête et les pieds du lit sont recouverts de formica. La plateforme réservée au matelas est subdivisée en deux parties dont l'une (la partie interne) dispose de ressorts et de courtes barres de métal. On peut aussi y poser, au choix, une feuille de métal perforée. Aux quatre angles de ce sommier se trouve un dispositif de fixation pour pied de sérum. Il est aussi possible d'installer sur le lit des roulettes de 125mm (deux avec freins et deux sans freins). Le choix de couleur est optionnel, quant-à celui des dimensions, il dépend de la quantité disponible.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration