

INDICATEURS PHYSICO-CHIMIQUES DE STÉRILISATION

Rubans indicateurs pour stérilisation à la vapeur



Description :

Ce ruban indicateur pour autoclave se présente sous la forme d'un papier crêpe adhésif imprimé d'une encre indicatrice en diagonales qui vire progressivement au marron foncé lors d'un cycle de stérilisation par autoclave. Il sert essentiellement à fermer les paquets de stérilisation et à différencier les lots stérilisés des lots non-stérilisés. Ils n'apportent pas de certitude quant à la stérilité des lots.

Caractéristiques :

Support	Papier crêpe
Adhésif	A base de caoutchouc synthétique et naturel
Encre indicatrice	Sans plomb
Couleur du support	Beige
Couleur de l'encre avant exposition à la vapeur	Ivoire

Conservation :

Le ruban indicateur doit être conservé dans un endroit sec (humidité relative maximale 50 %) et tempéré (15 -30°C) et à l'abri des ultra-violets. Sa durée de validité est de 24 mois à compter de la date de fabrication, dans les conditions de conservation recommandées. Cette date est inscrite sur la bague de chaque rouleau ainsi que sur le carton d'emballage.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration